


Fc용 Anti-Cd38 단클론 항체 () - P28907

품목 번호: CM0008039



소개

로 컨주게이트된 토끼 단클론 항-인간 CD38 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증됨. 칼슘 신호전달 및 면역세포 부착에 관여하는 다기능성 막관통 당단백질 CD38 (ADPRC1/cADPR1)을 표적함. 인간 샘플에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
GeneID (인간)	952
GeneID	952
면역원	제조합 단백질; 인간 CD38 (NP_001766.2)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28907
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백