


## 유세포 분석용 Anti-Cd38 단일클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0010441



### 소개

인간 CD38에 대한 로 접합된 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. CD38 매개 신호 전달, 면역 세포 기능 및 대사 조절 연구에 적합합니다. 교차반응성: 인간.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human CD38 mAb                                        |
| 비고/별칭       | CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38 분자                                    |
| 종           | 인간                                                                |
| GeneID (인간) | 952                                                               |
| GeneID      | 952                                                               |
| 면역원         | 재조합 단백질: 인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                |
| 범주          | 단일클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | FC (유세포 분석)                                                       |
| 교차 반응성      | 인간                                                                |
| SWISS       | P28907                                                            |
| 단백질 분자량     | 13kDa/34kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                              |