


Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd38 단일클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0005077



소개

인간 CD38에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 칼슘 신호 전달 및 면역 세포 이동에 중요한 다기능 효소이자 수용체인 인간 및 자이놀로그스 원숭이 CD38을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD38 Rabbit mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	952
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 자이놀로그스 원숭이
SWISS	P28907
단백질 분자량	14 kDa/34 kDa
배송	아이스백