


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd38 Rabbit Monoclonal Antibody - P56528

품목 번호: CM0006482



소개

WB, IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증된 Mouse CD38 Rabbit Monoclonal Antibody. 칼슘 신호 전달 및 림프구 활성화에 관여하는 ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1을 표적합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD38 Rabbit mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1; CD38
종	마우스
유전자 ID (인간)	952
유전자 ID (마우스)	12494
면역원	마우스 CD38 (NP_031672.2)의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백