


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd38 토끼 다클로날 항체 - P28907

품목 번호: CM0013586



소개

인간 CD38에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플의 내인성 CD38을 검출합니다. ADP-리보실 시클라제 활성화, 칼슘 신호 전달 및 면역 세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD38 Rabbit pAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
종	인간(Human)
GeneID (인간)	952
GeneID	952
면역원	인간 CD38 (NP_001766.2)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Human, Mouse, Rat)
SWISS	P28907
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)