

Fc, Elisa용 Anti-Cd39/Entpd1 단일클론 항체 - P49961

품목 번호: CM0009321

소개

ATP/ADP를 가수분해하는 엑토뉴클레오티다아제인 인간 CD39/ENTPD1을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 및 ELISA에 적합하며 혈전증 및 면역 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD39/ENTPD1 토끼 mAb
비고/별칭	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
종	인간
유전자 ID (인간)	953
유전자 ID	953
면역원	인간 CD39/ENTPD1(NP_001767.3)의 아미노산 255-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49961
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩