

Wb, If-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd3D Rabbit Monoclonal Antibody - P04234

품목 번호: CM0008410



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법, 유세포 분석 및 ELISA용으로 검증된 고성능 인간 CD3D 표적 토끼 단일클론 항체입니다. T-세포 수용체 신호전달에 관여하는 19 kDa CD3 델타 사슬(P04234)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	CD3D Rabbit mAb
비고/별칭	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	915
GeneID	915
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 CD3D의 아미노산 72-171, P04234)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P04234
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)