

Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Cd3E 토끼 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0002554

소개

사람 CD3E에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. T 세포 활성화에 필수적인 TCR-CD3 복합체의 일부입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3E Rabbit mAb
비고/별칭	T3E; TCRC; IMD18; CD3epsilon; CD3E
종	사람 (Human)
유전자 ID	916
면역원	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백 (Ice bag)