

Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd3E 토끼 다클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0021362



소개

CD3E 토끼 pAb는 인간 CD3 엡실론 사슬(aa 1-126)에 대해 면역화하여 제조한 다클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. T세포 활성화 및 적응 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3E 토끼 pAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
종	인간
GeneID(인간)	916
GeneID	916
면역원	인간 CD3E(NP_000724.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩