

Wb용 항-Cd3G 토끼 단일클론 항체 - P09693

품목 번호: CM0006237



소개

CD3G 토끼 mAb는 인간 CD3G(P09693)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 인간과 마우스에서 교차 반응성이 보고되었습니다. T세포 수용체 신호 전달 및 면역 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3G 토끼 mAb
비고/별칭	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
종	인간
GeneID (인간)	917
GeneID	917
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09693
단백질 분자량	20 kDa
배송 방식	아이스백