

Anti-Cd3G Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P09693

품목 번호: CM0019561



소개

인간 CD3G에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로 Western blot (WB) 및 ELISA에 적합합니다. 적응 면역에 관여하는 TCR-CD3 복합체의 핵심 구성 요소인 T-세포 표면 당단백질 CD3 감마 체인을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD3G Rabbit pAb
비고/별칭	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
종	인간
유전자 ID (인간)	917
유전자 ID	917
면역원	인간 CD3G (NP_000064.1)의 아미노산 23-116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09693
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백