

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd3H (Cd247) 토끼 단클론 항체 - P20963

품목 번호: CM0002047



### 소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 CD3H 토끼 단클론 항체입니다. T세포 표면 당단백 CD3 제타 사슬(CD247)을 표적으로 합니다. T세포 신호전달 및 적응성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CD3H 토끼 mAb                                                     |
| 비고/별칭      | T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA           |
| 종          | 인간                                                              |
| 유전자ID (인간) | 919                                                             |
| 유전자ID      | 919                                                             |
| 면역원        | 인간 CD3H (NP_932170.1)의 아미노산 50-164에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원         | 토끼                                                              |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                          |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS      | P20963                                                          |
| 단백질 분자량    | 19kDa                                                           |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                           |