

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd3H 토끼 다클로날 항체 - P20963

품목 번호: CM0024573



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법, 면역조직화학 및 ELISA용 인간 CD3H (CD3 zeta, CD247)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. TCR-CD3 신호 전달 서브유닛에 결합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD3H Rabbit pAb
비고/별칭	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	919
GeneID	919
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD3H (NP_932170.1)의 아미노산 50-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P20963
단백질 분자량(Protein Weight)	19 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)