

유세포 분석용 항-Cd4 단일클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0009694



소개

유세포 분석용 인간 CD4(T4/Leu-3)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 및 긴꼬리원숭이와 반응합니다. 약 51 kDa. T 헬퍼 세포 면역표현형 분석 및 HIV 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
유전자 ID(인간)	920
유전자 ID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 긴꼬리원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩