

유세포분석용 Anti-Cd4 단일클론 항체 () - P01730

품목 번호: CM0005343



소개

인간 CD4에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 형광체와 접합되었으며 T-헬퍼 세포 및 기타 CD4+ 면역 세포를 검출하도록 검증된 유세포분석(FC)용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	920
GeneID	920
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백