

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Cd4 토끼 다클로날 항체 - P06332

품목 번호: CM0023821

소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 CD4 토끼 다클로날 항체(pAb); 인간 및 마우스 CD4를 검출합니다. 면역 반응 및 TCR 신호 전달 연구를 포함한 T-헬퍼 세포, 대식세포 및 NK 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD4 Rabbit pAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4; CD4
종	마우스
GeneID (인간)	920
GeneID	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백