

웨스턴 블롯, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd4 Rabbit Polymab® - P06332

품목 번호: CM0009256

소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA용 CD4 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 자이놀러그스 원숭이 CD4를 검출합니다. T-헬퍼 세포 연구 및 진단 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD4 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스/인간
GeneID (인간)	12504/ 920
GeneID	12504
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 자이놀러그스 원숭이
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백