

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd40 다클론 항체 - P25942

품목 번호: CM0015792



소개

인간 CD40(TNFRSF5)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. B세포, 면역 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD40 토끼 pAb
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
종	인간
유전자ID (인간)	958
유전자ID	958
면역원	CD40 아미노산 25-104번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001241.1)
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25942
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩