


Wb 및 Elisa용 Anti-Cd40 토끼 단클론 항체 - P25942

품목 번호: CM0006296



소개

인간 CD40(TNFRSF5)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 주요 면역 수용체인 B세포 표면 항원 CD40을 검출합니다. 암 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD40 토끼 mAb
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
종	인간
GeneID(인간)	958
면역원	인간 CD40의 아미노산 21~193번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001241.1).
항체 생산원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25942
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩