


## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd40 토끼 다클론 항체 - P25942

품목 번호: CM0014477



### 소개

인간 CD40(TNFRSF5)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA 용도에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 CD40을 인식하며, B세포 및 암종 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 사양                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명        | CD40 토끼 pAb                                              |
| 비고/별칭      | p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40                          |
| 종          | 인간                                                       |
| 유전자 ID(인간) | 958                                                      |
| 면역원        | 인간 CD40(NP_001241.1)의 아미노산 198-277 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 항체 생산 숙주   | 토끼                                                       |
| 분류         | 다클론 항체                                                   |
| 적용 분야      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                   |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                  |
| SWISS      | P25942                                                   |
| 단백질 분자량    | 31kDa                                                    |
| 배송         | 아이스팩                                                     |