

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd41/Itga2B 단일클론 항체 - P08514

품목 번호: CM0002153



소개

인간 CD41/ITGA2B (ITGA2B/GPIIb), 113 kDa, Swiss-Prot P08514에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 혈소판 생물학 및 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD41/ITGA2B 토끼 mAb
비고/별칭	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
종	인간
GeneID (인간)	3674
GeneID	3674
면역원	합성 펩타이드 인간 CD41/ITGA2B (P08514)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08514
단백질 분자량	113 kDa
배송	아이스백