

If/Icc, Elisa용 Anti-Cd41/Itga2B 폴리클로날 항체 - P08514

품목 번호: CM0018340



소개

IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 CD41/ITGA2B 토끼 폴리클로날 항체입니다. 응집에 관여하는 혈소판 막 수용체인 인간 인테그린 alpha-IIb를 인식합니다. 혈전증 및 혈액학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD41/ITGA2B Rabbit pAb
비고/별칭	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
종	Human
유전자 ID (인간)	3674
유전자 ID	3674
면역원	합성 펩타이드 인간 CD41/ITGA2B (NP_000410.2)의 아미노산 160-260 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P08514
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스 팩