


Wb, Elisa용 항-Cd42A 다클론 항체 - P14770

품목 번호: CM0021459



소개

WB 및 ELISA용 인간 CD42a(GPIX)에 대한 토끼 다클론 항체. vWF 매개 접착 및 지혈에 관여하는 혈소판 당단백질 IX를 표적으로 합니다. 재조합 면역원, 19kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD42a 토끼 pAb
비고/별칭	GPIX; CD42a
종	인간
유전자ID (인간)	2815
유전자ID	2815
면역원	인간 CD42a (NP_000165.1)의 아미노산 17-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14770
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백