

Anti-Cd42D (Gpv) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P40197

품목 번호: CM0026416

소개

이 항-CD42d 토끼 pAb는 WB 및 ELISA용 인간 및 마우스 GPV를 검출합니다. GPV는 vWF 의존성 접착을 매개하는 혈소판 수용체로, 지혈 연구 및 IVD 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD42d Rabbit pAb
비고/별칭	GPV; CD42d
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2814
유전자 ID	2814
항원(Immunogen)	인간 CD42d (NP_004479.1)의 아미노산 17-477에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P40197
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)