

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Cd43 토끼 단일클론 항체 - P16150

품목 번호: CM0011789

소개

IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단일클론 CD43 항체입니다. T세포 기능의 주요 조절자인 인간 류코시알린에 특이적입니다. 면역학 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 제품명        | CD43 토끼 mAb                                         |
| 비고/별칭      | LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22                    |
| 종          | 인간                                                  |
| 유전자 ID(인간) | 6693                                                |
| 유전자 ID     | 6693                                                |
| 면역원        | 인간 CD43(NP_003114.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 출처         | 토끼                                                  |
| 분류         | 단일클론 항체                                             |
| 적용 분야      | IHC-P, ELISA                                        |
| 교차 반응성     | 인간                                                  |
| SWISS      | P16150                                              |
| 단백질 중량     | 40kDa                                               |
| 배송         | 아이스팩                                                |