

Ko 검증된 Anti-Cd44 (Ko Validated) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P16070

품목 번호: CM0002028



소개

인간 샘플용 KO 검증된 anti-CD44 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA 응용에 이상적. 세포 접착, 이동 및 림프구 호밍에서 핵심 수용체인 CD44 항원을 인식합니다. 재조합 융합 단백질 면역원.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] CD44 Rabbit mAb
비고/별칭	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
종	인간
GeneID (인간)	960
GeneID	960
면역원	재조합 단백질; 인간 CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16070
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백