


유세포 분석용 항-Cd44 단일클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0011675



소개

마우스 CD44(Ly-24/Pgp-1)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석에 적합합니다. 마우스와 반응합니다. 표적 분자량은 85 kDa입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
유전자 ID (사람)	960
유전자 ID	12505
면역원	마우스 CD44(NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩