

Wb, Elisa용 Anti-Cd44 폴리클로날 항체 - P16070

품목 번호: CM0012988



소개

WB 및 ELISA용 인간 CD44에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 82kDa 단백질을 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원입니다. 세포 부착 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD44 Rabbit pAb
비고/별칭	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-1; ECMR-III; Hermes-1; CD44
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	960
유전자 ID	960
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P16070
단백질 크기	82kDa
배송	아이스백(Ice bag)