

항-Cd44 다클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P16070

품목 번호: CM0014875



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용 가능한 고품질 토끼 다클론 CD44 항체 (KO 검증 완료)입니다. 암 및 염증 연구에서 핵심 세포 접착 수용체인 인간 및 마우스 CD44을 인식합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] CD44 토끼 pAb
비고/별칭	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-I; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; 44
종	인간
GeneID (인간)	960
GeneID	960
면역원	인간 CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16070
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스 팩