


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd44 토끼 단일클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0007275



소개

WB, IF/ICC, FC 및 ELISA에 대해 검증된 고성능 Anti-CD44 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 부착, 이동 및 T-림프구 귀소(homing)의 핵심 수용체인 마우스 CD44를 검출합니다. 면역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD44 Rabbit mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	960
GeneID	12505
면역원(Immunogen)	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P15379
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)