

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd44 토끼 단일클론 항체 - P16070

품목 번호: CM0006514



소개

사람 CD44에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 이동 및 림프구 귀소 연구에 적합합니다. 사람 CD44와 반응하며; 아미노산 20-178에 걸친 재조합 면역원을 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD44 Rabbit mAb
비고/별칭	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-I; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-I; CD44
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	960
GeneID	960
면역원	사람 CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P16070
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백 (Ice bag)