


Anti-Cd44 Rabbit Polymab® - P15379

품목 번호: CM0010480



소개

마우스 CD44(Swiss P15379)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 부착 및 림프구 귀소(homing)와 관련된 40-86 kDa 당단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD44 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	960
GeneID	12505
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15379
단백질 분자량	40-86 kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)