

Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa용 항-Cd45 단클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0004253



소개

인간 CD45(LCA, T200)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 멀티플렉스 IHC, ELISA에 적합합니다. 연구 및 진단 용도에서 백혈구 공통 항체 검출에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD45 토끼 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45 (NP_002829.3)의 아미노산 194-390 영역 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08575
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백