

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Cd45 다클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0019503



소개

인체 CD45(LCA, T200)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 T세포 활성화 및 백혈구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD45 토끼 pAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
면역원	인간 CD45(NP_002829.3)의 194-390 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08575
단백질 무게	147 kDa
배송	아이스팩