

If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa용 항-Cd45 토끼 단일클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0007276

소개

CamelBio는 IF/ICC, IHC-P, FC 및 ELISA 용도로 마우스 샘플에 대해 검증된 항-CD45 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 재조합 면역원은 145 kDa CD45 단백질(P06800)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD45 토끼 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4; CD45
종	마우스
유전자 ID (사람)	5788
유전자 ID	19264
면역원	마우스 CD45의 아미노산 26-566(NP_001104786.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, IF-F, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	145KDa
배송	얼음팩