

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd45 토끼 단일클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0005809



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 CD45 (PTPRC) 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 활성화 및 백혈구 기능에 필수적인 인간 수용체형 티로신 단백질 인산화효소 C를 타겟으로 합니다. 면역학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD45 Rabbit mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
항원(Immunogen)	인간 CD45 (NP_002829.3)의 아미노산 194-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08575
단백질 분자량	147kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)