

Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd45 Rabbit Polyclonal Antibody - P08575

품목 번호: CM0016545



소개

인간 CD45 (LCA, B220, LY5)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. T-세포 활성화, 면역학, 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD45 Rabbit pAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
면역원	인간 CD45 (NP_002829.3)의 아미노산 611-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08575
단백질 무게	147 kDa
배송	아이스 팩