

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd45 Rabbit Polymab® - P08575 / P06800

품목 번호: CM0011088



소개

CD45 Rabbit PolymAb®는 인간/마우스 CD45(P08575/P06800)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 백혈구 생물학 및 면역진단 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD45 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간/마우스
GeneID(인간)	5788
GeneID(마우스)	19264
면역원	인간/마우스 CD45 재조합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08575/P06800
단백질 분자량	180-240kDa
배송	아이스팩