

Ihc-P, Elisa용 항-Cd45Ra 토끼 단클론 항체 - P08575-8

품목 번호: CM0006825

소개

인간 CD45RA(아이소폼 6, PTPRC)를 표적으로 하는
고품질 토끼 단클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA 응용
분야에서 검증되었으며 백혈구 항체 연구 및 진단 개발에
적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD45RA 토끼 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
면역원	인간 CD45RA(P08575-8)의 아미노산 26-482에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송 방법	아이스 팩