

Wb용 Anti-Cd45Rb 단일클론 항체 - P08575-9

품목 번호: CM0008294

소개

인간 CD45RB에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 수용체형 티로신-단백질 인산화효소 C(CD45RB)의 이소형 7을 특이적으로 검출합니다. 진단 및 연구 응용 분야의 유세포분석 및 면역조직화학에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD45RB Rabbit mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08575-9
단백질 분자량	135kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)