

Anti-Cd45Rb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa - P08575-9

품목 번호: CM0022439

소개

인간 CD45RB(PTPRC의 아이소폼 7)를 표적으로 하는
고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF, ELISA에
적합하며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 가집니다.
백혈구 공통 항원의 면역검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD45RB Rabbit pAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	인간 CD45RB (XP_006711537.1)의 아미노산 26-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08575-9
단백질 분자량	135kDa
배송	아이스팩