

Wb, Elisa용 항-Cd45Ro 토끼 다클론 항체 - P08575-4

품목 번호: CM0027496

소개

WB 및 ELISA 응용분야용 항-CD45RO 토끼 다클론 항체. 인간 CD45RO 백혈구 공통 항체 동형체(P08575-4)와 반응합니다. 면역검출 연구에 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD45RO 토끼 pAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45RO(NP_563578.2)의 아미노산 26-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-4
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스 팩