

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd46 토끼 단클론 항체 - P15529

품목 번호: CM0003042



### 소개

인간 CD46(MCP)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간에 특이적입니다. 보체 조절, 바이러스 감염 및 면역 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 제품명        | CD46 토끼 mAb                                        |
| 비고/별칭      | MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46              |
| 종          | 인간                                                 |
| 유전자ID (인간) | 4179                                               |
| 유전자ID      | 4179                                               |
| 면역원        | 인간 CD46(P15529)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다. |
| 출처         | 토끼                                                 |
| 카테고리       | 단클론 항체                                             |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                   |
| 교차 반응성     | 인간                                                 |
| SWISS      | P15529                                             |
| 단백질 분자량    | 44kDa                                              |
| 배송         | 아이스백                                               |