

Wb, Elisa용 항-Cd47 토끼 다클론 항체 - Q61735

품목 번호: CM0022949

소개

생쥐 CD47(인테그린 관련 단백질, IAP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 쥐와 교차 반응합니다. 면역 조절, 혈관 신생 및 심혈관 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD47 토끼 pAb
비고/별칭	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
종	생쥐
GeneID (인간)	961
GeneID	16423
면역원	생쥐 CD47 (NP_034711.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q61735
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스팩