


Anti-Cd47 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - Q08722

품목 번호: CM0022936



소개

인간 CD47(IAP, OA3, MER6)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 CD47과 반응합니다. 세포 접착, 신호 전달 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD47 토끼 pAb
비고/별칭	IAP; OA3; MER6; CD47
종	인간
유전자ID (인간)	961
유전자ID	961
면역원	인간 CD47 (NP_001768.1)의 아미노산 224-323번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08722
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩