

유세포분석 및 Elisa용 항-Cd48 토끼 단클론 항체 - P18181

품목 번호: CM0004799



소개

GPI 고정 면역 조절자인 생쥐 CD48(SLAMF2, BLAST-1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 생쥐 모델에서 T세포 및 NK세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD48 토끼 단클론 항체
비고/별칭	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
종	생쥐
인간 유전자 ID	962
유전자 ID	12506
면역원	생쥐 CD48 아미노산 23-216번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_031675.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P18181
단백질 분자량	27kDa
배송 방법	아이스백