

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd48 토끼 단일클론 항체 - P09326

품목 번호: CM0009583



소개

인간 CD48(SLAMF2)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, FC, ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 면역세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD48 토끼 mAb
비고/별칭	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
종	인간
GeneID (인간)	962
GeneID	962
면역원	인간 CD48(NP_001769.2)의 아미노산 27~220번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
소스	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09326
단백질 분자량	19kDa/27kDa
배송	아이스팩