


## Anti-Cd5 Monoclonal Antibody (Conjugate) For Fc - P06127

품목 번호: CM0004159



### 소개

유래 토끼 항-인간 CD5 단일클론 항체(컨쥬게이트)로, 유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증되었습니다. 재조합 면역원(aa 25-371)을 사용하며 54kDa 단백질을 검출합니다. 인간 CD5에 특이적이며 T세포 및 B세포 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Human CD5 mAb                                    |
| 비고/별칭                    | CD5; LEU1; T1; CD5 molecule                                  |
| 종(Species)               | Human                                                        |
| GeneID (Human)           | 921                                                          |
| GeneID                   | 921                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                       |
| 카테고리                     | Monoclonal Antibodies                                        |
| 애플리케이션(Application)      | FC                                                           |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human                                                        |
| SWISS                    | P06127                                                       |
| 단백질 분자량                  | 54kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                         |