


Anti-Cd5 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P06127

품목 번호: CM0012274



소개

토끼 항-인간 CD5 단일클론 항체 (클론)로, 유세포분석법에 대해 검증되었습니다. 면역 조절에 관여하는 T-세포 마커인 인간 CD5를 인식합니다. 면역표현형 분석 및 T-세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD5 mAb
비고/별칭	T1; LEU1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	921
유전자 ID	921
항원(Immunogen)	인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P06127
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)