


유세포 분석용 Anti-Cd5 단일클론 항체 () - P06127

품목 번호: CM0007989



소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 Rabbit anti-Human CD5 단일클론 항체입니다. 주요 면역 조절자인 T-세포 표면 당단백질 CD5(T1/Leu-1)를 표적합니다. 인간 CD5를 검출하며, 예측 분자량은 약 55 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD5 mAb
비고/별칭	T1; LEU1
종	인간
GeneID (Human)	921
GeneID	921
면역원	인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06127
단백질 무게	55kDa
배송	아이스백